



NEWA®

NEWA Lift gel pour peaux Délicates
Pour une meilleure utilisation de l'appareil
Newa Visage Collagène



RP in EU: Dr. M. Burstein,
Ivana Hribarja 22, 4207 Cerklje, Slovenia
130ml e 4.4 fl. oz



FR

UTILISATION :

Après nettoyage de votre visage, appliquez généreusement et délicatement sur l'appareil NEWA et sur les zones du visage et cou que vous désirez traiter. A n'utiliser qu'avec l'appareil NEWA. Suivez les instructions d'utilisation du NEWA. Après utilisation, rincez le surplus de gel à l'eau. Il est conseillé de l'utiliser 2 à 5 fois par semaine.

INGREDIENTS :

Water /Aqua, Methylpropanediol, Carbomer, Caprylyl Glycol, Phenylpropanol, Triethanolamine:

NO.1.EU.0284-01

Soulevez ici
Hier verwijderen



ATTENTION:

Utiliser ce produit cosmétique dans le seul but pour lequel il est prévu et conformément aux instructions. Ne pas utiliser ce produit cosmétique en cas de sensibilité connue à l'un de ses ingrédients. Ne pas avaler. Eviter le contact direct avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau. Tenir hors de portée des enfants. Conserver loin des sources de chaleur et des rayons du soleil. Entreposer dans un endroit frais et sec

Représentant en Union européenne :

Dr. M. Burstein, Ivana Hribarja 22, 4207 Cerklje, Slovenia
Sans parabène Sans conservateur

Fabriqué en Israël

Fabriqué pour ENDYMED Ltd.

12 Leshem st., Caesarea, 3088900 Israel

Importateur et distributeur en France, Belgique,

Hollande, Luxembourg:

Distec International SA.

1 rue Maurice Faure, 1400 Nivelles, Belgique.

www.distec.be

.....

GBRUIK :

Na het reinigen royaal en zorgvuldig aanbrengen op het apparaat en de delen van het gelaat en de nek welke u wilt behandelen. Gebruik alleen met het NEWA apparaat. Volg

NL

de gebruiksaanwijzing van de NEWA. Spoel na het gebruik overtollig gel met water weg. De behandeling wordt 2 tot 5 keer per week aanbevolen.

INGREDIENTEN:

Water / Aqua, Methylpropanediol, Carbomeer, Caprylyl Glycol, Phenylpropanol, Triethanolamine

WAARSCHUWING:

Gebruik dit cosmetisch product alleen voor het doel waarvoor het bestemd is en overeenkomstig de gebruiksvorschriften. Dit cosmetisch product mag alleen gebruikt worden als geen gevoeligheid bekend is voor een van de ingrediënten. Niet inslikken of voor inwendig gebruik. Vermijd contact met ogen. In het geval van contact met ogen, goed met water spoelen. Houd bui - ten bereik van kinderen. Uit de buurt van directe warmte en zonlicht houden. Indien niet in gebruik, op een koele en droge plaats bewaren.

Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschap :

Dr. M. Burstein, Ivana Hribarja 22, 4207 Cerklje, Slovenia
Zonder parabeen Zonder conserveringsmiddelen

Geproduceerd in Israël

Geproduceerd voor ENDYMED Ltd.

12 Leshem st., Caesarea, 3088900 Israel

Invoerder en verdeler in Frankrijk, België, Nederland,
Luxemburg: Distec International SA.

1 rue Maurice Faure, 1400 Nivelles, Belgique

www.distec.be